

## Melhor qualidade de vida

Desfrute dos benefícios de uma maior mobilidade, menor esforço físico e da capacidade de participar de forma mais ativa nas atividades diárias.



# MOOST

MOBILITY BOOSTER



Moost Catálogo

#wecare

## Autonomia alargada

Percorra distâncias mais longas sem se cansar, ideal para ir às compras, atividades ao ar livre e muito mais.

## Ganhe autonomia para se mover livremente



# Reserve a sua energia para o que realmente importa

## Transforme a sua mobilidade

O MOOST é um dispositivo de assistência elétrica que se liga e desliga facilmente da sua cadeira de rodas, oferecendo-lhe potência adicional sempre que necessário. Este motor moderno e desportivo melhora significativamente a sua mobilidade, funcionando como um potenciador de mobilidade, permitindo-lhe poupar energia para outras atividades.

### **MOOST: O seu potenciador de mobilidade**

Com o MOOST, pode poupar energia ao eliminar a necessidade de se impulsionar durante as atividades diárias e tarefas rotineiras. Isto permite-lhe conservar as suas forças para outras atividades importantes ao longo do dia.

O MOOST ajuda a prevenir lesões nos músculos da coifa dos rotadores dos ombros, reduzindo a tensão e o desgaste normalmente associados à propulsão manual da cadeira de rodas. Isto significa que pode manter uma melhor saúde dos ombros e evitar dor e desconforto associados a lesões por sobrecarga.

Além disso, o MOOST promove a integração social ao permitir-lhe manter as mãos livres enquanto se desloca com amigos ou familiares. Desfrute de mais tempo de qualidade e de interações sociais sem a necessidade constante de manobrar a cadeira de rodas.





## Utilização versátil

Ideal tanto para uso diário como para ocasiões especiais, adaptável a vários modelos de cadeiras de rodas,

# Sobe inclinações sem esforço

Tanto em subidas íngremes como em inclinações suaves, o MOOST fornece a potência adicional necessária para subir com facilidade, reduzindo o esforço e a fadiga.

Em terrenos planos, o MOOST garante um deslocamento suave e sem esforço, permitindo-lhe poupar energia para outras atividades.

Mobilidade melhorada em  
diversas situações



# Impulsionamos a sua mobilidade

Quer seja em gravilha, estradas molhadas ou superfícies lisas, o MOOST garante que chega ao seu destino em segurança. O design das rodas, combinado com uma propulsão inovadora, assegura um desempenho fiável em qualquer terreno.

O piso bidirecional da roda elimina a fricção durante as viragens, garantindo uma rotação suave e sem resistência. Além disso, permite um recuo sem fricção.



Como funciona

# Conforto e segurança



O MOOST está equipado com um seletor central que também funciona como botão de início/paragem, proporcionando-lhe uma experiência sem preocupações, em que a sua única preocupação é chegar ao destino.

Depois de ligar o MOOST, basta pressionar os aros para ativar o sistema e usufruir da assistência de propulsão. Também pode pressionar o seletor no visor para ativar automaticamente a assistência elétrica. Para parar a assistência, pode reduzir a velocidade utilizando os aros ou pressionar o botão de ativação.



O MOOST foi concebido para utilização universal e é compatível com modelos de cadeiras de rodas rígidas (de estrutura fixa) e dobráveis.



Chassis dobrável  
Cadeira de rodas standard



Chassis rígido  
Cadeira de rodas activa



Chassis dobrável  
Cadeira de rodas activa

Chegue ao seu destino sem stress nem esforço

Autonomia de até

#wecare

**20KM**



Velocidade máxima de até

#wecare

**6KM/H**





# Melhor qualidade de vida

“Fiquei impressionado com a facilidade de adaptação ao comando. Após apenas alguns minutos, senti-me seguro. Pude deslocar-me sem esforço nem transpirar! Realmente permite-me poupar energia para as coisas que realmente importam.”

**Alex R**  
Utilizador de cadeira de rodas

**VERMEIREN Ibérica, S.L.U.**  
Carretera de Cartellà, Km. 0,5  
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A  
17150 Sant Gregori (Girona)  
info@vermeiren.es - www.vermeiren.es