

# Mat X1

Colchão pressão alternada




# Mat X2

Sobrecolchão de pressão alternada para pacientes com risco baixo de UPP. Peso máximo utilizador 125 kg. Espessura 6.5 cm e superfície 200 x 90 cm

Sobrecolchão de pressão alternada para pacientes com risco baixo de UPP. Peso máximo utilizador 150 kg. Espessura 9 cm e superfície 200 x 90 cm



Colchão sobre a cama (só fins ilustrativos)



Mat X1 detalhe



Colchão sobre a cama (só fins ilustrativos)



Mat X2 detalhe



## Compressor

Potência nominal	220V / 50 Hz, 8W
Pressão de saída	6 litros / minuto
Faixa de pressão	25-110 mmHg
Tempo de ciclo	5 min. - 10 min.
Fusível	1,5A / 250V
Peso	1,2 kg

## Colchão MAT X1

Cor	Bege
Material	PVC
Peso máximo	125 kg
Dimensões	2000 x 900 x 65
Peso	2 kg

## Colchão MAT X2

Cor	Azul
Material	PVC
Peso máximo	150 kg
Dimensões	2000 x 900 x 90
Peso	2 kg

Medidas em mm, peso em kg. As medidas, pesos e ângulos (15 mm, 1,5 kg e 1,5°) podem diferir.

